



Q- Frequency e+®

Régénère les tissus en profondeur pour arrêter le temps

UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE POUR REMODELER LE CORPS DURABLEMENT

Chemin de la Sapelle 37
1090 La Croix (Lutry) SUISSE
T. (suisse) +41 79 / 457 23 15
T. (français) +33 6 33 87 18 63
e.mail : streuli.gs@bluewin.ch

www.proeliteswiss.ch



PROELITE SWISS

Distributor of Aesthetic & Medical Devices

PROELITE SWISS

Distributor of Aesthetic & Medical Devices

Q- Frequency e+®

UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
POUR ARRÊTER LE TEMPS ET
REMODELER LE CORPS
DURABLEMENT

Régénère les tissus en profondeur

AVANT



APRÈS



AVANT

APRÈS

Une méthode révolutionnaire qui utilise les effets bénéfiques de l'énergie biocompatible pour agir sur les zones touchées par les "inesthésismes".

NON INVASIF ET INDOLORE

Grâce à Q-Frequency+®, une technique sûre, efficace, qui s'applique aussi bien au relâchement de l'ovale du visage, à la lourdeur des paupières, aux sillons nasaux-géniens, à la ride du lion, aux commissures des lèvres, aux bajoues, au double menton, au décolleté, à la face interne des bras, à l'abdomen relâché et plissé, aux hanches, au dos, aux fesses, qu'à la face interne des cuisses.

Lifting non invasif de toutes les zones du corps où la peau a tendance à se relâcher, sans chirurgie, ni injection, ni anesthésie, applicable à tous les phototypes (peaux claires à noires), et ce aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Elle garantit des résultats plus naturels... Sans les inconvénients !

ARRÊTEZ LE TEMPS ! ET RETROUVEZ VOTRE JEUNESSE D'ORIGINE !



AVANT

APRÈS

REMISE EN TENSION DE LA PEAU IMMÉDIATE ET DURABLE

Une réelle alternative au lifting chirurgical qu'il retarde !
Combat avec efficacité les laxités cutanées, réduit les adiposités localisées, lisse les irrégularités de surface dues à la cellulite, et fortifie la peau atone.

Q-frequency+® utilise une énergie avec une fréquence relativement haute (0,5 MhZ) transformée en chaleur endogène partant de l'intérieur du corps vers l'extérieur.

Cette chaleur va stimuler les fibroblastes, lesquels vont fabriquer de nouvelles fibres d'élastine et de collagène, et en parallèle la chaleur provoque le rétractation des fibres de collagène existantes : ce qui améliore la fermeté et la tension cutanée.

TRAITE LA PEAU EN PROFONDEUR ET LES "INESTHÉTISMES" DE LA CELLULITE À TOUS LES STADES SANS PRÉPARATION PRÉALABLE DE LA PEAU



AVANT

APRÈS

“ EXCLUSIF LIFTE ET GALBE LES SEINS ”

PERTE VISIBLE DE CENTIMÈTRES

Tout ceci favorise l'activation d'un processus à long terme de remodelage et de tonification de la peau, associé à une réduction du relâchement cutané. Réactivation de la microcirculation, augmentation de la perméabilité de la membrane de l'adipocyte avec pour conséquence un meilleur drainage intracellulaire et lymphatique.

26 "protocoles" de traitements corps et visage pour des résultats immédiats et surprenants, visibles dès la première séance, encore plus accrus dès la 3^{ème} et qui perdurent dans le temps :

- Stimulation de la production de collagène et d'élastine,
- Tonification et oxygénation des tissus en rajeunissant la peau,
- Réduction des adiposités localisées,
- Disparition des inesthésismes liés à la cellulite,
- Amélioration de la circulation lymphatique et veineuse,

Plusieurs types de cessions d'énergie :

- L'Énergie Resistive bi-polaire
- L'Énergie Resistive multipolaire
- L'Énergie Capacitive mono-polaire