



Q-Frequency e+®

Regeneriert die Gewebe gründlich, um die Zeit anzuhalten

Eine technologische Revolution, um den Körper langfristig neu zu gestalten

Chemin de la Sapelle 37
1090 La Croix (Lutry) SUISSE
T. (suisse) +41 79 / 457 23 15
T. (français) +33 6 33 87 18 63
e.mail : streuli.gs@bluewin.ch

www.proeliteswiss.ch



PROELITE SWISS

Distributor of Aesthetic & Medical Devices

PROELITE SWISS

Distributor of Aesthetic & Medical Devices

Q-Frequency e+®

EINE TECHNISCHE REVOLUTION,
UM DIE ZEIT ANZUHALTEN UND
DEN KÖRPER NEU ZU GESTALTEN

Regeneriert das Gewebe in der Tiefe

Vorher



Nachher



Vorher

Nachher

Eine revolutionäre Methode, die die heilsamen Wirkungen der biokompatiblen Energie verwendet, um auf den mit « Schönheitsfehlern » betroffenen

Nicht invasiv und schmerzlos

Dank Q-Frequency e+®, einer sicheren, wirksamen Technik, die sich sowohl auf die Erschlaffung des Gesichtsovals, die Schwere der Augenglieder, die Nasolabialfalten, die Zornesfalte, die Mundwinkel, die Backen, das Doppelkinn, das Dekolletee, die Innenseite des Arme, ein schlaffes und faltiges Abdomen, die Hüften, den Rücken, das Gesäss, die Innenseite der Oberschenkel anwendet.

Nicht invasives Lifting aller Körperzonen, wo die Haut zur Erschlaffung neigt, ohne Chirurgie, Injektion oder Anästhesie, auf jeden Phototyp (helle bis dunkle Haut) anwendbar, und dies sowohl für Männer als auch für Frauen. Sie garantiert natürlichere Ergebnisse...Ohne die Nachteile !

HALTEN SIE DIE ZEIT AN! FINDEN SIE WIEDER IHRE URSPRÜNGLICHE JUGEND!



Vorher

Nachher

SOFORTIGE UND LANGFRISTIGE STRAFFUNG DER HAUT

Eine echte Alternative zum chirurgischen Lifting, welches aufgehoben wird!
Bekämpft wirkungsvoll Hautschlaffheit, reduziert lokale Fettanlagerungen, glättet durch Cellulite verursachte Irregularitäten der Oberfläche, und kräftigt träge Haut.

Q-frequency e+® verwendet eine Energie mit relativ hoher Frequenz (0,5 Mhz), die in endogene Wärme umgewandelt wird, welche vom Körperinnern nach aussen wandert.

Diese Wärme wird die Fibroblasten stimulieren, welche neue Elastin- und Kollagenfasern herstellen werden, und parallel dazu bewirkt die Wärme die Retraktion der existierenden Kollagenfasern: was die Festigkeit und die Straffheit der Haut verbessert.

BEHANDELT DIE HAUT MIT TIEFENWIRKUNG UND DIE «SCHÖNHEITSFEHLER» ALLER STADIEN DER CELLULITE OHNE VORHERIGE VORBEREITUNG DER HAUT



Vorher

Nachher

“ EXKLUSIV! Strafft dem Busen und gibt ihm die perfekte Rundung ”

SICHTBARER ZENTIMETERVERLUST

All dies fördert die Aktivierung eines Dauerprozesses der Neugestaltung und Kräftigung der Haut, kombiniert mit einer Reduzierung der Hautschlaffheit. Reaktivierung der Mikrozirkulation, Erhöhung der Membrandurchlässigkeit des Adipozyt und zur Folge eine bessere intrazelluläre sowie lymphatische Drainage.

26 « Protokolle » zur Körper- und Gesichtsbehandlung für sofortige und erstaunliche Ergebnisse ab dem ersten Behandlungstermin sichtbar, noch verbessert ab den 3. und welche andauern :

- Stimulierung der Kollagen- und Elastinproduktion;
- Kräftigung und Sauerstoffversorgung der Gewebe, die Haut verjüngend;
- Reduzierung der lokalen Fettanlagerungen;
- Verschwinden der mit der Cellulite verbundenen Schönheitsfehler;
- Verbesserung des lymphatischen und venösen Kreislaufs;

Die verschiedenen Handgeräte schlagen mehrere Typen von Energieabgaben vor:

- Die bi-polare Resistive Energie
- Die multipolare-polare Resistive Energie
- Die mono-polare Kapazitive Energie